逢甲大學 112 學年第二學期 普通物理實驗 結果報告

實驗 27 SLM - 狹縫繞射與干涉

系級:光電一甲

姓名: 羅冠杰 D1228728

方宇凡 D1228597

洪嘉儀 D1291989

組別:B1

任課老師、助教:馬仕信教授、莊秉翰助教

室溫:23°C

一、數據紀錄紙

蓋 23℃ & 類 Bl 號 實驗27 SLM-狹縫繞射與干涉 •功率(Power)最大時灰階値(Gray level)= 03 最小時灰階値(Gray level)= 247 •實驗儀器編號: X2452 起偏片(Polarizer)刻度=_200° 檢偏片(Analyzer)刻度=_[06° • 透鏡焦距 f 12.5 cm ·影像感測器(CCD)像素大小 3.45 μm •空間光調制器(SLM)像素大小<u>6·4</u> μm • 光源波長理論值 532 nm (1292-597) ×3.45 Mm = 695 ×3.45 × 10= 2.39 × 10=3 m [(Y+1Pb)-(Y-1Pb)]*(ccd1象素大小3.45~m) (一) 單狹縫 狹縫寬度 a 64 μm +1級與-1級暗紋距離∆y <u>₽ 2341 2m</u> 光源波長實驗值 612 nm 光源波長百分誤差 15.0% <u>aΔy_Ψ</u> 透鏡焦距 += 12.5cm $\frac{64\times10^{-6}\times2.39\times10^{-3}}{2\times12.5\times16^{-2}}$ 理論光源波長532 nm (二) 雙狹縫 狹縫寬度 a 64 μm 雙狹縫間距 d_128 μm 光源波長實驗值526 nm 光源波長實驗値 $\lambda = \frac{d\Delta y_{\theta}}{d\Delta y_{\theta}}$ cm= 102m 1014-925

128×10-6×514×10-6

數據分析

- 1.透鏡上有污渍可能導致進光量減弱。
- 2. 實驗時有開檯燈,會干擾到 CCD 影像感測器。
- 3. CCD上面沒有爆絲,導致無法固定在光學桌上。 二.結論
 - 1.定期清潔透鏡。
 - 2.確保沒有其他外界光源。
 - 3. 换一個正常的 CCP。

今天的實驗為 SLM 的狹縫繞射與干射,我們用到的實驗儀器有起偏片.檢偏片,空間光調制器(SLM),+字校準片.透鏡,空間濾波器.及 CCD 影像感測器。我們先將功率最大灰階值,最小灰階值,起偏片與檢偏片的刻度照"實驗 26"的數據填上,並先用十字校準片校正 SLM。接著,打開 EDK程式分別測量單狹縫及雙狹縫的(Y+1階)及(Y-1階)的值,將兩值相減再來上 3.45 MM 會得到 +1級 與 -1級 暗紋距離 △Y。最後,分別求出單狹縫與雙狹縫的光源波長實驗值及百分誤差即完成實驗。我們在實驗中只有遇到 CCD 沒有螺絲可以固定,經過更換 CCD 就 順利完成實驗。

三.實驗使用公式

- 1.光源波長實驗值 $λ = \frac{α Δ Υ Ε}{2 f} / λ = \frac{d Δ Υ Ε}{f} (α: 狹縫寬度 / d: 雙狹縫間距)$
- 2. △Y=[[Y+1階]-(Y-1階]]*(ccd像素大小3.45,Mm)
- 3. 百分誤差= 「理論值」 理論值 x 100%

四.問題回答

- (-)如果設定不同單狹縫寬度。討論繞射圖形+1級與-1級暗紋距離△Y單會跟著如何變化?答:狹縫寬度越小,delta Y值越大,+1級與-1級暗紋之間的距離與狹縫寬度成反比
- (二)為何要使用SLM-02振幅調制器的數據來設定此次實驗?若偏振片兩角度互換,會造成付壓影響?
 - 答:前次實驗有測量最大灰階值及最小灰階值,如果沒有適當的灰階值設定,會造成過暖,對比不明顯、亮暗不分明。

互換它們的角度,光的狀態不會改變,因此光強度仍會接近零,實驗結果不會有明顯變化。